



グripperフィンガー 28～48 mm

6.02601.040

外径が 28 ～ 48 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグripperフィンガー。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.01402.000	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、30 個
-------------	---------------------------

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、OMNIS サンプルラック
602041040 に適合、30 個



6.01402.003 アンバーガラス製サンプルビーカー 75 mL、30 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 75 mL、OMNIS サンプルラック
602041040 に適合、30 個



6.01400.300 透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個

透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック
602041030 に適合、20 個。



6.01400.303 アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック
602041030 に適合、20 個



6.01400.200 プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 120 mL、20 個

プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 120 mL、
OMNIS サンプルラック 602041030に適合、20 個。



6.05700.000 消耗品キット OMNIS グリッパー

OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。


