




OMNISサンプルビーカー75 mL用KF Dis-Cover蓋、25個

6.02710.000

OMNISサンプルロボットピック&プレイスシステムのサンプルビーカー6.01402.000および6.01402.003でのカールフィッシャー容量滴定法のためのパッキン付き蓋。

納品範囲 6.02710.000

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.05700.160	KF Dis-Cover蓋6.02710.000の消耗品キットパッキン

蓋6.02710.000の交換用パッキン、25個。

