




OMNISサンプルビーカー120 mL用KF Dis-Cover蓋、16個

6.02710.010

OMNISサンプルロボットピック&プレイスシステムのサンプルビーカー6.01400.200、6.01400.300および6.01400.303でのカールフィッシャー容量滴定法のためのパッキン付き蓋。

納品範囲 6.02710.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.05700.170	KF Dis-Cover蓋6.02710.010の消耗品キットパッキン

蓋6.02710.010の交換用パッキン、16個



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.01400.200	プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 120 mL、20 個 プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030に適合、20 個。	
6.01400.300	透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個 透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030 に適合、20 個。	
6.01400.303	アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個 アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030 に適合、20 個	