



限外ろ過セル2

6.02729.110

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2714.020	再生セルローズ製ろ過膜 0.2 μm 、50 枚入 公称気孔径: 0.2 μm 。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



6.2714.030

Dialysis membrane (polyamide)



6.2744.000

Pressure screw PVDF



6.2831.010

Plastic tweezers



6.02057.120

限外ろ過セル2用ホルダー、スタンドアローン

6.02729.110限外ろ過セル2用ホルダー



6.02057.030 限外ろ過セル2用ホルダー

6.02729.110限外ろ過セル2を858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusに取り付けるためのホルダー。



6.2714.050 再生セルローズ製ろ過膜 0.45 μ m、50 枚入

公称気孔径: 0.45 μ m。50 枚セット。インライン限外ろ過用。

