



PPボトル、50 mL、12 個

6.02743.030

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02743.100	セプタムなしスクリューキャップ、ID 14.2 mm



6.02743.090

セプタム付きスクリーキャップ



6.1627.100

セプタム付きスクリーキャップ、トレース分析

セプタムスクリーキャップは、セプタムによって汚染がごくわずかになるため、トレース分析に最適です。長期間にわたって標準サンプルを維持するのにぴったりです。PE ボトル、125 mL (6.1627.000) および PE ボトル、50 mL (6.1608.100) 用のセプタムスクリーキャップ。



6.2041.780

サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック

