



iEcotrode Plus

6.0280.300

センサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存溶液にて保管します。

iTrodeはTitrando、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。

納品範囲 6.0280.300

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.854.0010	854 iConnect 854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
6.2323.000	Storage solution
6.2325.000	pHit kit



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

