



シリンダーユニット OMNIS 20 mL

6.03001.220

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

納品範囲 6.03001.220

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.01503.220	シリンダーユニット OMNIS 20 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



1 PCS

6.1446.030

Ball stopper / B-14/(15)



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1543.200

Titration tip / M6 thread



2 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.2008.030

807 Dosing Unit 用ビュレットチップケース

ケースホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の
ビュレットチップ用のホルダーになります。



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve




1 PCS

6.2739.000

Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.05700.140	消耗品キット シリンダーユニット OMNIS FEP チューブ接続部 M6 (40 cm)、および 6.03001.xxxと6.03004.xxx シリンダーユニット OMNIS のための反拡散チップ。 
6.05700.431	消耗品キット シリンダーユニット OMNIS 20 mL シリンダー、ピストン、シリンダーベース、バルブディスク、センタリングチューブ、シリンダーハウジング、プログラミング済みデータチップを完備したシリンダーユニット OMNIS、20 mL。 