



Pt-Titrode

6.0431.100

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合白金リング電極。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値での酸化還元滴定に適しています：

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

納品範囲 6.0431.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F


