



マイクロAg Titrode

6.0433.110

参照電極としてpHガラスメンブランを含む複合銀リング電極、直径6.4mmに先細りになっています。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値（滴定試薬硝酸塩）での沈殿滴定に適しています：

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて、注文可能な Ag_2S コーティングの施されたAg Titrodeの使用を推奨しています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F


