



## マイクロPt Titrode (取り付け長さ 17.8 cm)

6.0434.110

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合白金リング電極、取り付け長さ = 17.8 cm、直径 6.4 mmに先細りになっています。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値での酸化還元滴定に適しています：

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

オプションアクセサリ

| Order no. | 説明 |
|-----------|----|
|-----------|----|

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



---