



## マイクロAu Titrode (取り付け長さ 17.8 cm)

6.0435.110

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合金リング電極、取り付け長さ = 17.8 cm、直径 6.4 mmに先細りになっています。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値での酸化還元滴定に適しています：

- 化学的酸素要求量（COD、鉄(II)滴定）の測定
- ペニシリンおよびアンピシリンの測定
- $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ による滴定
- クロムまたは鉄が存在する滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

### オプションアクセサリ

Order no.

説明

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



---