



複合 iAg リング電極

6.0450.300

センサーデータのためのメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合銀リング電極。

この電極は、例えば以下のような、様々な pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

$c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ は参照内部液として、そして保管用に使用されます。

iTrode は、Titrande か Ti-Touch、または 913/914メーターにて使用できます。

納品範囲 6.0450.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2310.010	Electrolyte KNO ₃ -1mol/L 250 mL



2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。

