



複合Pt リング電極

6.0451.100

セラミックピンダイアフラム付き複合白金リング電極。

この電極は、例えば以下のような様々なpH値での酸化還元滴定に適しています:

- Winkler (ウィンクラー) 法による酸素含有量
- KMnO_4 を用いた過酸化水素の測定
- ジアゾ化滴定

参照電解質として、および保管用に $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が使用されます。

納品範囲 6.0451.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F
------------	---------------------------

