



複合 iPt リング電極

6.0451.300

センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合白金リング電極。この電極は、例えば以下のような様々な pH 値での酸化還元滴定に適しています:

- Winkler (ウィンクラー) 法による酸素含有量
- KMnO_4 を用いた過酸化水素の測定
- ジアゾ化滴定

$c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ は参照内部液として、そして保管用に使用されます。

iTrode は、Titrande か Ti-Touch、または 913/914メーターにて使用できます。

納品範囲 6.0451.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.854.0010	854 iConnect 854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。
	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
	