



iPt-Titrode

6.0471.300

参照電極として pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合白金リング電極。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値での酸化還元滴定に適しています:

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

iTrobe は、Titrande か Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

2.854.0010

854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと
測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。

