



IC 機器: フルループ、PP、889 Basic

6.05330.220

納品範囲 6.05330.220

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1841.000	PEEK transfer capillary 2 mL, 5 m



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1602.150

Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1826.360

Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short

