



電気伝導度測定セル $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

セル定数 $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$ の電気伝導度測定セル、内蔵温度センサーなし。このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 ($1 \text{ }\mu\text{S/cm}$ から 100 mS/cm) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

このセンサーは、サンプルチェンジャーでの使用に適しています (すり合わせ 14/15 を含む)。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2301.060 KCl ion standard 250 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030

Electrode Cable 2 m / F

