




電気伝導度測定セル $c = 0.8\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0912.110

セル定数 $c = 0.8\text{ cm}^{-1}$ の電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび固定式ケーブル付き (4x B (4 mm))。頑丈かつ耐破損性に優れたPP製のプラスチックシャフトおよび衝撃保護により、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 (1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ から 100 mS/cm) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

センサーは、856 Conductivity Moduleにてアダプターボックス (6.2103.160) と共に用いることができます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2301.060 KCl ion standard 250 mL



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2103.160 Adapter 4 x socket B – plug N

