




電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0914.040

セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび固定式ケーブル付き (4x B (4 mm))。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度 (0 から 300 mS/cm) の測定、または USP 645>に則した測定に適しています。

センサーは、856 Conductivity Moduleにてアダプターボックス (6.2103.160) と共に用いることができます。

納品範囲 6.0914.040

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.1420.100 Flow-through measuring vessel



6.2324.110 Conductivity standard 100 μ S/cm, 5 x 30 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 μ S/cm 250 mL

