



5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7\text{cm}^{-1}$ 1Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0915.100

セル定数 $c = 0.7\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 ($5\text{ }\mu\text{S/cm}$ から 20 mS/cm) の測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

納品範囲 6.0915.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2763.000	Flow-through cell for the 6.0915.100/6.0920.100



6.2324.110	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL
------------	---



6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL
------------	--



6.2301.060	KCl ion standard 250 mL
------------	-------------------------

