



電気伝導度測定セル $c = 1.6\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル)

6.0919.140

セル定数 $c = 1.6\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の3導体電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび912/914メーターへの接続のための固定式ケーブル付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける高い電気伝導度 (0.1から1000 mS/cm) の測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2301.060

KCl ion standard 250 mL

