



5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7\text{cm}^{-1}$ - 1Pt1000付き (固定式ケーブル 2 m)

6.0920.100

セル定数 $c = 0.7\text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよびサンプルチェンジャーと組み合わせた856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 ($5\text{ }\mu\text{S/cm}$ から 20 mS/cm) の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2763.000 Flow-through cell for the 6.0915.100/6.0920.100



6.2324.110 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2301.060 KCl ion standard 250 mL

