



Hamilton PRP-X100 - 125/4.0


6.1005.000

Hamilton PRP-X100 - 125/4.0 IC陰イオンカラムは、ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体ベースの頑丈なカラムです。これは、ケミカルサプレッションなしの塩化物、硝酸塩、硫酸塩の分離に特に適しています。陽イオンをH⁺カートリッジで前もって取り除いておけば、フッ化物も測定することができます。ケイ酸塩を測定するには、Hamilton PRP-X100 - 125/4.0も選択可能な分離カラムです。このカラムは、そのコストパフォーマンスにおいて際立っています。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.02821.000	PRP-X100 Guard保護カートリッジ用ホルダー

分析用分離カラムに接続するためのHamilton PRP-X 100 保護カートリッジ用ホルダー



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

