



Hamilton PRP-X300 - 250/4.0

6.1005.030

Hamilton-PRP-X300イオン排除カラムは低容量の陽イオン交換カラムです。イオン交換体としてスルホン酸群をポリスチレン/ジビニルベンゼン共重合体に組み合わせるのは、単純な分離課題を解決するのに理想的です。有機酸塩の測定、中でもとても敏感なギ酸塩を測定するための選択肢として、このカラムは最適です。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 は、分析用分離カラムを汚れからしっかりと保護する、汎用性のある保護カラムです。微粒子、微量の酸化鉄または細菌を確実に取り除きます。Metrosep RP 2 Guard/3.5は、僅かな操作でフィルターディスクを交換できるため、費用節約の助けとなります。



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0



6.1011.130

Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces

