



Metrosep Organic Acids - 250/7.8

6.1005.200

Metrosep Organic Acids - 250/7.8は、ポリマーベースの陽イオン交換カラムです。これは、有機酸の測定や、困難かつ複雑な分離課題の解決のための高性能カラムです。更に、有機酸の他に、炭酸塩 (逆相サプレッションによって)、フッ化物 (フッ酸)、リン酸塩 (リン酸) も測定することができます。Hamilton PRP-X300 - 250/4.0に比べて、Metrosep Organic Acids - 250/7.8の容量はより大きく、選択性も向上しています。

納品範囲 6.1005.200

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6

Metrosep Organic Acids Guard/4.6 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。

