



Metrosep A Supp 1 - 250/4.6

6.1005.300

Metrosep A Supp 1 - 250/4.6は、中程度の容量と特殊な選択性により際立った、汎用的に利用可能な陰イオンカラムです。このカラムにより、濃度差異の大きいサンプルを取り扱うことも可能となります。例えば、150 g/Lの塩化ナトリウムを含む溶液で4 µg/Lの硫化物を測定することも可能です。更なる長所は、臭化物は硝酸塩の後にはじめて溶離されるということです。A Supp 1 - 250/4.6は、特にオキシハライドの分析において、卓越した分離特性を有する製品です。圧力変動、常に変わる溶離液、大きなサンプル・スループットにも、カラムの分離能力は長期間使用後も影響を受けません。この製品は、開発ラボや日常的なラボにおける「働き者」です。

オプションアクセサリ

Order no.

説明

6.1005.340

Metrosep A Supp 1 Guard/4.6

Metrosep A Supp 1 Guard/4.6は、Metrosep A Supp 1 - 250/4.6 分離カラムを粒子や細菌による汚れからしっかりと守ります。

