



Metrosep A Supp 3 - 250/4.6

6.1005.320

Metrosep A Supp 3 - 250/4.6は水性ならびに有機性媒体における分離課題を解決します。これは、有機溶媒の割合の高い溶離液も含めて多くの溶離液と共に安全に使用することができます。Metrosep A Supp 3 - 250/4.6によって、例えば有機マトリックスにおける生物学的サンプルの測定、または無機性陰イオンの測定のような困難な分析課題のサンプルを、通常作業で分析することができます。水酸化ナトリウムグラジエントを使用して、Metrosep A Supp 3 - 250/4.6でポリリン酸塩を確実に分離することができます。このカラムは、アイソクラティックでの、亜硫酸塩、硫酸塩、チオ硫酸塩の20分以内での分離にも適しています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 は、分析用分離カラムを汚れからしっかりと保護する、汎用性のある保護カラムです。微粒子、微量の酸化鉄または細菌を確実に取り除きます。Metrosep RP 2 Guard/3.5は、僅かな操作でフィルターディスクを交換できるため、費用節約の助けとなります。



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0



6.1011.130

Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces

