



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6

6.1005.350

Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6により、短時間での標準陰イオンの分離が可能となります。Metrosep A Supp 1 HS - 50/4.6 は、複雑ではないサンプルマトリックスにおける僅かなイオンのためのカラムの選択肢です。たとえば、コーラ飲料における塩化物および硫酸塩とならんでリン酸塩の分析が3分未満で実施できます。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4.0



6.1011.120 RP Guard用交換用フィルター、10個

6.1011.030には使用しないでください。

