



Metrosep A Supp 5 - 150/2.0

6.1006.220

マイクロボアデザインのMetrosep A Supp 5 - 150は、その非常に高い分離特性が際立っています。5 μ mの粒子サイズが、このカラムの分離性能の向上に大きく貢献しています。Metrosep A Supp 5 - 150/2.0は、複雑な分離作業を短時間で確実に行うことができる、選択性と容量の最適な組み合わせを提供します。Metrosep A Supp 5の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。このカラム型の150mmのバージョンは、溶離液消費量が少ない、汎用的な用途に使用されます。

溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます («On Column Guard System»)。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/2.0の使用が大変推奨されています。



Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、キャピラリー接続部を用いて、それぞれの分離カラムに直接接続されます。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 S-Guard/2.0の使用が大変推奨されています。

