



Metrosep A Supp 5 - 250/2.0

6.1006.230

Metrosep A Supp 5 - 250/2.0は、複雑な分離問題も容易かつ再現可能に解決できる、マイクロボア高性能分離カラムです。このカラムの適用範囲は、標準陰イオンの証明にとどまりません。Metrosep A Supp 5 - 250/2.0は、最低検出限界値および少ない溶離液消費量と、最高の分離性能の組み合わせが必要とされる状況で常に使用されます。

溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます («On Column Guard System»)。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/2.0の使用が大変推奨されています。



Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、キャピラリー接続部を用いて、それぞれの分離カラムに直接接続されます。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 S-Guard/2.0の使用が大変推奨されています。

