



Metrosep A Supp 5 - 100/4.0

6.1006.510

Metrosep A Supp 5 - 100/4.0により、非常に効率の良い、迅速な分離が実現します。この特性により、Metrosep A Supp 5 - 100/4.0は、短い分析時間や遅れて溶出する陰イオン (過塩素酸塩など) の測定のための標準カラムとなっています。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.1006.500	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0
	Metrosep A Supp 5 Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。 これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます (「On Column Guard System」)。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/4.0の使用が大変推奨されています。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。



6.1020.520 Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0

Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 は、Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 の大容量のバリエーションです。

