



Metrosep A Supp 5 - 50/4.0

6.1006.550

Metrosep A Supp 5 - 50/4.0は、6分未満で、7つの標準陰イオンを分離します。フッ化物もまたインジェクションピークによって分離され、問題無く組み込むことができます。ポリビニルアルコール・ポリマーを基礎とするカラムは、A Supp 5シリーズの全てのカラム同様、その理論段数の高さ素晴らしい分離性能により際立っています。Metrosep A Supp 5 - 50/4.0は、非常に低い検出限界を断念することなく、簡単な分離作業を短時間に行わなければならない場合に選択されるカラムです。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.1006.500 Metrosep A Supp 5 Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます（「On Column Guard System」）。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/4.0の使用が大変推奨されています。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

