



Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

6.1006.600

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます («On Column Guard System») 。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/2.0の使用が大変推奨されています。

納品範囲 6.1006.600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

