



Metrosep A Supp 7 - 150/2.0

6.1006.640

Metrosep A Supp 7 - 150/2.0 は、マイクロボア・モデルにおける 2 種類の A-Supp-7 カラムの短い方のタイプです。Metrosep A Supp 7 - 150/2.0 を用いることで、これらのイオンを $\mu\text{g/L}$ の低い範囲まで、确实かつ精密に測定できます。

5- μm ポリビニルアルコール・ポリマーを使用することで、検出感度が高まり、極端に高い理論段数を示し、その結果傑出した分離特性および検出特性を実現することができます。さらに、温度変化によって、アプリケーション特有の条件に分離を順応させることができます。このマイクロボア・カラムは、MS 検出器との使用に特に適しています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1006.600 Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けことができます(«On Column Guard System»)。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/2.0の使用が大変推奨されています。



6.1006.610 Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5および7の2mmのバリエーションをサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、キャピラリー接続部を用いて、それぞれの分離カラムに直接接続されます。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 S-Guard/2.0の使用が大変推奨されています。



6.1031.600 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0

Metrosep A Supp 16 Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。



6.1031.610 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0

Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。

