



Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。

納品範囲 6.1014.200

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

