



Hamilton RCX-30 - 250/4.6

6.1018.000

Hamilton RCX-30 - 250/4.6 は、モノアルコール、ジアルコール、および糖アルコールの分離のためのカラムです。これは、スチロール-ジビニルベンゼン樹脂をベースとする陰イオン交換カラムです。RCX-30 - 250/4.6 は、汎用的に使用することができます。

Hamilton RCX-30 - 250/4.6 分離カラムは、果糖および乳糖の優れた分離を示します。さらにこのカラムは、クロマトグラフィーを加速させるため、2 mL/min までの流量を用いることができるという長所を有しています。カラムの長い設計 (250 mm) により、分子量の小さい炭水化物 (単糖、二糖、および糖アルコール) の測定において優先的に使用されます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1011.030 Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 は、分析用分離カラムを汚れからしっかりと保護する、汎用性のある保護カラムです。微粒子、微量の酸化鉄または細菌を確実に取り除きます。Metrosep RP 2 Guard/3.5は、僅かな操作でフィルターディスクを交換できるため、費用節約の助けとなります。



6.1011.040 Metrosep RP 3 Guard HC/4.0



6.1011.130 Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces

