



Metrosep A Supp 10 - 50/4.0

6.1020.050

分離カラムMetrosep A Supp 10 - 50/4.0は粒子径たった4.6 µmの大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。この信頼性が高く、メトロームによって最適化されたカラムコンセプトは、頑丈な造り、高い選択性、素晴らしい分離性能により際立ったものとなっています。理論段数の高さおよびフッ化物と塩化物の程よいシステムピークの位置がパフォーマンスを補強します。カラムの特性は、温度、流量、溶離液の組成により、当該用途に合わせて調整することができます。

この50 mmカラムはごく短く、それに伴って総容量が比較的少ないため、標準陰イオンの分離を迅速に行うことができます。このカラムは、流量が1.0 mL/minの場合、9分未満で測定することができます。単純な分離課題や複雑でないマトリックスには、Metrosep A Supp 10 - 50/4.0が最適です。

納品範囲 6.1020.050

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。	