



Metrosep A Supp 10 - 100/2.0

6.1020.210

Metrosep A Supp 10 - 100/2.0分離カラムは、粒子径たった4.6 μm の大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。Metrosep A Supp 10の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。カラムの特性は、温度、流量、溶離液の組成により、当該用途に合わせて調整することができます。

A Supp 10 - 100/2.0は、日常的な用途において選択されるマイクロボアカラムです。この分離カラムは流量と圧力の安定性が高いので、イオン分離の優れた非常に迅速なクロマトグラムを実現することができます。このようにして、標準イオンは3分以内に分離することができます。IC-MSの用途に特に適しています。

納品範囲 6.1020.210

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 カラムは、分析用マイクロボア分離カラムA Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムにねじ回して取り付けられるので、工具は不要です

