



Metrosep A Supp 10 - 250/2.0

6.1020.230

Metrosep A Supp 10 - 250/2.0分離カラムは、粒子径たった4.6 μm の大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。この信頼性が高く、メトロームによって最適化されたカラムコンセプトは、頑丈な造り、高い選択性、素晴らしい分離性能により際立ったものとなっています。Metrosep A Supp 10の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。カラムの特性は、温度、流量、溶離液の組成により、当該用途に合わせて調整することができます。

Metrosep A Supp 10 - 250/2.0は、マイクロボアカラムのために非常に大きな容量を備えています。これは、イオン強度の高いサンプル、複雑な分離課題、個々の成分濃度に大きな差異のあるサンプル分析に適しています。このマイクロボア分離カラムは、流量が少ないので、IC-MSの用途に最適です。

納品範囲 6.1020.230

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 カラムは、分析用マイクロボア分離カラムA Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムにねじ回して取り付けられるので、工具は不要です

