



Metrosep A Supp 10 - 50/2.0

6.1020.250

Metrosep A Supp 10 - 50/2.0分離カラムは、粒子径たった4.6 μm の大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。カラムの特性は、温度、流量、溶離剤の組成などにより、当該用途に合わせて調整することができます。Metrosep A Supp 10の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。この50 mmカラムはごく短く、それに伴って総容量が比較的少ないため、標準陰イオンの分離を非常に迅速に行うことができます。

単純な分離課題や複雑でないマトリックスには、Metrosep A Supp 10 - 50/2.0が最適です。このマイクロボア分離カラムは、フローが少ないので、IC-MSの用途に適しています。

納品範囲 6.1020.250

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 カラムは、分析用マイクロボア分離カラムA Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムにねじ回して取り付けられるので、工具は不要です

