



Metrosep A Supp 10 - 75/2.0

6.1020.270

Metrosep A Supp 10 - 75/2.0分離カラムは、粒子径たった4.6 μm の大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。この信頼性が高く、メトロームによって最適化されたカラムコンセプトは、頑丈な造り、高い選択性、素晴らしい分離性能により際立ったものとなっています。Metrosep A Supp 10の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。カラムの特性は、温度、流量、溶離液の組成により、当該用途に合わせて調整することができます。

Metrosep A Supp 10 - 75/2.0の容量は、マトリックスおよび速度という2つの点において最適化されました。イオン強度の高いサンプルでも、標準陰イオンのベースライン分離を迅速に行うことができます。IC-MSの用途に特に適しています。

納品範囲 6.1020.270

Qt.

Order no.

説明

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 カラムは、分析用マイクロボア分離カラムA Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムにねじ回して取り付けられるので、工具は不要です

