



Metrosep A Supp 10 Guard/4.0

6.1020.500

Metrosep A Supp 10 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。

納品範囲 6.1020.500

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

