



Metrosep A Supp 10 Guard/2.0

6.1020.600

Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 カラムは、分析用マイクロボア分離カラムA Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムにねじ回して取り付けられるので、工具は不要です

納品範囲 6.1020.600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

