



Metrosep A Supp 16 - 150/2.0

6.1031.220

マイクロボアデザインのMetrosep A Supp 16 - 150は、中程度の容量の分離課題に最も適しています。このカラム型の内径は小さく、またそれに応じて流量も少ないため、溶離液の消費量が大幅に低減されます。少ない流量により、陰イオンが検出器にとどまる時間が延び、それに伴って、サンプル量と同じ場合ピーク領域も大きくなります。マイクロボア分離カラムは、MSM-LCと一緒に使用されます。Metrosep A Supp 16の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。このカラム型の中型バージョンは、汎用的に使用されます。

このカラムは、高いイオン負荷を示すけれども最高の分離度が必要ではない用途に適しています。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1031.220

Qt.

Order no.

説明

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具はありません。  A cylindrical chromatography guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A white label is attached to the side with black text.
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具はありません。  A small, thin chromatography guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A white label is attached to the side with black text.