



Metrosep A Supp 16 Guard/2.0

6.1031.600

Metrosep A Supp 16 Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。

納品範囲 6.1031.600

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

