



# Metrosep C 4 - 150/2.0

6.1050.220

「マイクロボア」陽イオンカラムMetrosep C 4 - 150/2.0は、マイクロボア分離カラムの陽イオン分析における汎用的標準カラムです。短時間で高い分離性能。Metrosep C 4 - 150/2.0は、水性溶媒中のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の分析に理想的な分離カラムです。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1050.220

| Qt.   | Order no.  | 説明               |
|-------|------------|------------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | Threaded stopper |



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1050.600 | <p>Metrosep C 4 Guard/2.0</p> <p>Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。</p> |
| 6.1050.610 | <p>Metrosep C 4 S-Guard/2.0</p> <p>Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。</p>                                                                                                 |

