



Metrosep C 4 - 250/2.0

6.1050.230

「マイクロボア」陽イオン分離カラムMetrosep C 4 - 250/2.0は、内径2mmのC 4シリーズの最も容量の大きい陽イオンカラムです。これは、高い分離性能が必要とされる用途を想定して開発されました。このカラムを用いて、極端に濃度の異なるサンプルを正確に分析することができます。カラムは、モノエタノールアミン (MEA) 並びに微量のナトリウムを分析する際にすぐれた性能を発揮します。C 4 - 250/2.0を用いて、アミンや遷移金属の他、アルカリ金属やアルカリ土類金属をも1度で測定することができます。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1050.230

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0 Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0 Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。

