



Metrosep C 4 - 100/4.0

6.1050.410

Metrosep C 4カラムの100mmのバージョンは、標準陽イオンを迅速に測定するために開発されました。ナトリウムとアンモニウムの溶離時間は25秒異なるものの、ごく短い保持時間を実現します。特殊な溶離液を使用する場合、Metrosep C 4 - 100/4.0を用いて6つの陽イオン、すなわちリチウム、アンモニウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウムを5分未満で測定することができます。

納品範囲 6.1050.410

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0	
	Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。 Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます。	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4.0	
	Metrosep C 4 S-Guard/4.0 は C 4 カラム材料を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4.0	
	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4.0 は C 4 カラム材料を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。標準C4保護カラムと比べると、Metrosep C 4 S-Guard - 50/4.0はより大きな容量を備え、そのため、より長い耐用期間を有します。	