



Metrosep C 4 - 50/4.0

6.1050.450

Metrosep C 4 - 50/4.0は、Metrosep C 4のシリーズの中で最も短い分離カラムです。5 µmol (K⁺)という容量から、これは大変迅速な分離に特に適しています。容量が小さいので、遅れて溶離するアルカリ土類金属を短時間で分析することが可能です。短い保持時間のお陰で、これまでは分析時間に関してFIAシステム (Flow Injection Analysis System) によってのみ可能であったアプリケーションを、イオンクロマトグラフィーに転用することが可能となります。

納品範囲 6.1050.450

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4.0 Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。 Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます。
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4.0 Metrosep C 4 S-Guard/4.0 は C 4 カラム材料を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。

