



Metrosep C 6 - 100/4.0

6.1051.410

Metrosep C 6 カラムの 100 mm のバージョンは、飲料水などに含まれる標準陽イオンを測定するために開発されました。短い保持時間が実現しますが、ナトリウムとアンモニウムはそれでも非常に良く分離します。C 6 の材料は容量が大きいため、多量のサンプルを扱うことが可能となります。

納品範囲 6.1051.410

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4.0 Metrosep C 6 Guard/4.0にはC 6カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/4.0は「On Column Guard System」に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けことができます。 
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4.0 Metrosep C 6 S-Guard/4.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れからそれを保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。 